



PAKIET MONTAŻOWY

Pakiet zawiera wszystkie niezbędne elementy pozwalające umieścić urządzenie AED wraz z oznakowaniem zgodnym z wytycznymi ERC 2015 w widocznym, łatwo dostępnym miejscu.



GABLOTA NA AED

Lekkie i eleganckie rozwiązanie do montażu defibrylatora AED Philips. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, urządzenie AED jest dobrze widoczne, szybko dostępne oraz zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem.

Gablota pleksi przeznaczona jest do defibrylatorów Philips.

ZESTAW RATOWNICZY

Zestaw ratowniczy to podręczny zbiór produktów niezbędnych w sytuacji wymagającej użycia AED. Zestaw dostosowany do udzielania pierwszej pomocy również w zagrożeniu epidemicznym.

W skład zestawu wchodzi:

nożyczki ratownicze, golarka medyczna, rękawiczki nitrylowe, gaza do osuszania klatki piersiowej, maseczka ochronna dla ratownika KN95 oraz maseczka trójwarstwowa dla poszkodowanego.



OZNAKOWANIE AED

Prostokątna tablica informacyjna o wymiarach 29 x 17,5 cm.


Tablica zawiera rozpoznawalny, międzynarodowy symbol AED oraz krótką instrukcję pierwszej pomocy tzw. łańcuch przeżycia.



INSTRUKCJA RKO - AED

Instrukcja obsługi defibrylatora Philips HS1 w formacie A4.

Tabliczka zawiera grafiki prezentujące postępowanie w przypadku Nagłego Zatrzymania Krążenia.



TABLICZKI KIERUNKOWE

Prostokątne tabliczki informacyjne ze strzałkami wskazującymi w jakim kierunku należy podążać aby dotrzeć do AED. Wymiary: 26 x 9 cm.



2 sztuki



2 sztuki

NAKLEJKA „OBIEKT WYPOSAŻONY...”

Naklejka informująca o zainstalowanym defibrylatorze, oznaczona uniwersalnym, międzynarodowym symbolem AED - rozpoznawalnym w każdym kraju na świecie. Wymiary: 22 x 19 cm.

